



Requisitos Técnicos de NemoStudio Cloud y Desktop

Sistema Operativo	Requisitos: Windows 10 o posterior de 64 bits (para la versión de Windows); Navegador de Internet actualizado a las últimas versiones (para la versión web)
Hora del sistema	Requisito obligatorio: La opción "Configuración - Hora e idioma - Fecha y hora" de Windows tiene que estar activo " Establecer la hora automáticamente "
Procesador	Requerimientos mínimos: Intel Core i7 at 2.8 Ghz.
Memoria RAM	Requerimientos mínimos: 16 GB.
Tarjeta Gráfica	NVidia graphics card. Mínimo 4 GB. VRAM
Espacio Disco	15 GB para la instalación del software. Se necesitará espacio adicional, según el volumen de los casos que se aborden.
Interfaz	Requisitos Mínimos: Resolución de pantalla 1440 x 900
Acceso a Internet y configuración Firewall	Obligatorio: Tener acceso a Internet para obtener las licencias registradas del cliente. Permite el acceso a la LAN para comunicarse con la aplicación NemoStudio.
Requisitos mínimos de conexión red WIFI (Solo para Cloud)	Velocidad de Internet mínima 100 Mbps simétricos (Recomendables al menos 300 Mbps simétricos), disponibles desde el propio ordenador. (Solo para instalaciones NemoStudio Cloud)
Ratón	Altamente recomendado: Ratón externo con 2 botones y el tercero es una rueda.
Ordenadores Apple Macbook, iMac	Bootcamp (Windows nativo) para máximas prestaciones. Todos los requisitos previos para el Sistema Operativo y el hardware se aplican a esta configuración también, como es el requerimiento mínimo: Intel Core i7 at 2.8 Ghz.
Conexión a Internet	La conexión a internet es obligatoria

Tabla 1: Requisitos Técnicos de NemoStudio Cloud y Escritorio



Requisitos Técnicos de NemoStudio Web

Procesador	Requerimientos mínimos: Intel Core i7 at 2.8 Ghz.
Memoria RAM	Requerimientos mínimos: 16 GB.
Tarjeta Gráfica	NVidia graphics card. Mínimo 2 GB. VRAM
Interfaz	Requisitos Mínimos: Resolución de pantalla 1440 x 900
Acceso a Internet y configuración Firewall	Obligatorio: Tener acceso a Internet para obtener las licencias registradas del cliente. Permite el acceso a la LAN para comunicarse con la aplicación NemoStudio.
Requisitos mínimos de conexión red WIFI	Velocidad de Internet mínima 100 Mbps simétricos (Recomendables al menos 300 Mbps simétricos), disponibles desde el propio ordenador.
Ratón	Altamente recomendado: Ratón externo con 2 botones y el tercero es una rueda.
Navegador	Chrome y Edge
Procesador	Requerimientos mínimos: Intel Core i7 at 2.8 Ghz.

Tabla 2: Requisitos Técnicos de NemoStudio Web